

Gehstock - Spazierstock

Eleganter Spazierstock aus Flugzeug-Aluminium

Belastbarkeit bis 140Kg




Eleganter Spazierstock aus Luftfahrtnorm 60/61 eloxiertem Aluminium, mit allen exklusiven Eigenschaften des INDESmed Designs



Gehstock - Spazierstock für Damen und Herren aus Flugzeug-Aluminium


Gehstock – Spazierstock aus farbigem, elegantem und modernem Aluminium mit ergonomischem Griff und hypoallergener Silikonüberzug.

Die **ovale Bogenform des Stabes** und der daraus entstehende Winkel des **ergonomischen Handgriffes** erlauben die natürliche Haltung des Handgelenks und **beugen der klassischen Sehnenentzündung und Gelenkschmerzen vor.**



Der Griff gleitet **stufenlos** am Rohr entlang. Somit ist eine perfekte **Höhenanpassung** gewährleistet.

Der **Überzug** des Griffes besteht aus hypoallergenem Silikon und ist austauschbar und als Zubehör erhältlich. Sie können zwischen vier trendige Farben passend zu Ihrem Gehstock wählen.



Die **Kapsel**, mit nur 25 Gramm, besteht aus einem speziellen Nylon-EPDM-Gummigemisch mit **hoher Rutschfestigkeit**. Sie bietet eine erhöhte Sicherheit bei verringertem Gewicht.



In 4 Farben zur Verfügung:

Zen Blau, Titanium Grau, Jupiter Lila, Elektrik Orange.

Körpergröße	Empfohlene Größe
185-195 cm	XL (h=98cm)
175-185 cm	L (h=88cm)
165-175 cm	M (h=83cm)
155-165 cm	S (h=78cm)



	Gewicht	Material	Zertifikat	Eigenschaften
Hauptstruktur	250g (montierter Gehstock)	Flugzeug-Aluminium	CE 140 kg Belastungstest	Eine einzige Struktur
Griff	90g	Nylon	CE 140 kg Belastungstest	Einstellbare Höhenanpassung
Griff-Überzug	10g	Hypoallergenisches Silikon	FDA - austauschbar	hypoallergen
Kapsel	25g	EPDM e Nylon	CE 140 kg Belastungstest	Maximaler Kontaktwinkel von 22° am Boden.