

Gehstock 100% Carbon

Der Leichteste Gehstock der Welt

Edel & Ultraleicht: 150gr. Gewicht – 200Kg Belastbarkeit




Der Gehstock aus feinem Carbonfaser

Der ultraleichte Carbon-Gehstock wiegt nur 150 g. Der neue INDESmed-Gehstock, modern und edel, ein echtes Accessoire für Mode und Gesundheit, für alle, die durch den Einsatz neuester Technologien Wert auf ihr Wohlbefinden legen.

Die ovale Bogenform des Stabes und der daraus entstehende Winkel des ergonomischen Handgriffes erlauben die natürliche Haltung des Handgelenks und beugen der klassischen Sehnenentzündung und Gelenkschmerzen vor.

Der Griff gleitet stufenlos am Rohr entlang. Somit ist eine perfekte Höhenanpassung gewährleistet.

Der Silikongriff ist austauschbar und hypoallergen und ist



in vier trendigen Farben erhältlich.

Die Kapsel, mit nur 25 Gramm, besteht aus einem speziellen Nylon-EPDM-Gummigemisch mit hoher Rutschfestigkeit. Sie bietet eine erhöhte Sicherheit bei verringertem Gewicht.



Körpergröße	Empfohlener Gehstock
185-195 cm	XL (h=98cm)
175-185 cm	L (h=88cm)
165-175 cm	M (h=83cm)
155-165 cm	S (h=78cm)



	Material	Zertifikat	Technische Daten
Hauptstruktur	Carbonfaser 100%	CE 200 kg Belastungstest	Ein Carbonkörper
Griff	Nylon	CE 200 kg Belastungstest	Einstellbare Höhe
Griffüberzug	Hypoallergenes Silikon	FDA - austauschbar	hypoallergen
Kapsel	EPDM und Nylon	CE 200 kg Belastungstest	Maximaler Kontaktwinkel von 22° zum Boden. Nylonbeschichtung schützt die Carbonstruktur

Für weitere Information besuchen Sie unsere Webseite: [INDESmed-Gehstock](http://www.indesmed.com/de)