

Canne de Marche Fantaisie en Aluminium

Canne de marche réglable et légère en Aluminium aérospatial

Poids maxi conseillé: 140Kg



Découvrez nos cannes de marche fantaisie en aluminium aéronautique. Légères, colorées, réglables au millimètre et ergonomiques. Obtenir une canne de marche élégante et fabriquée avec des matériaux de dernière génération est désormais possible.

La canne de marche fantaisie en Aluminium


Canne de marche fantaisie en aluminium, élégante et moderne, avec une poignée ergonomique et son revêtement en silicone hypoallergénique.

Sa structure ovale et incurvée unique assure une parfaite transmission de la charge, et sa poignée une position correcte de la main évitant les douleurs au poignet.

Cette canne de marche fantaisie en aluminium aéronautique est légère et confortable.

Ses caractéristiques ergonomiques sont les mêmes que celles de notre canne en fibre de carbone, mais avec un peu plus de poids.

La canne vous sera livrée avec tous ses accessoires: poignée, revêtement et embout anti-dérapant. Disponible en 4 couleurs: Bleu Zen, Gris Titane, Violet Jupiter et Orange Electrique.



Dimensions

Taille usager	Hauteur recommandée
185-195 cm	XL (h = 98 cm)
175-185 cm	L (h = 88 cm)
165-175 cm	M (h = 83 cm)
155-165 cm	S (h = 78 cm)



Caractéristiques techniques

Pièces	Composition	Poids maxi	Caractéristiques
Structure principale	Aluminium aéronautique	CE 140Kg	Structure courbe
Poignée	Nylon		Hauteur réglable
Revêtement poignée	Silicone hypoallergénique		Hypoallergénique
Embout antidérapant	TPU		22° angle maximal de contact au sol.