

# Bastone per camminare in alluminio

Bastone colorato leggero e regolabile in alluminio aerospaziale

Carico massimo: 140 kg



Il bastone per camminare INDESmed in alluminio colorato è un bastone molto leggero, giovanile, moderno, semplice e resistente (250 grammi soltanto)

Il design curvo ergonomico del bastone per camminare lo rende unico al mondo. La manopola ha un'impugnatura molto comoda in soffice silicone che si regola al millimetro lungo l'asse del bastone, proprio come le nostre famose stampelle. Si tratta di un brevetto esclusivo a livello mondiale, un'idea originale INDESmed.

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna

[www.indesmed.com/it](http://www.indesmed.com/it)

Servizio Supporto Cliente: [ilmio-ordine@indesmed.com](mailto:ilmio-ordine@indesmed.com)

## Il Bastone per camminare in alluminio


Bastone per camminare in alluminio colorato, elegante e moderno, con manico ergonomico e il rivestimento in silicone ipoallergenico.

La sua esclusiva struttura ovale insieme con la sua curva assicurano una perfetta distribuzione del carico e una posizione corretta della mano, evitando dolori e sovraccarichi al polso. La sua esclusiva impugnatura, migliorando la posizione del pollice, elimina il rischio di calli e tendiniti.

Questo bastone ortopedico in alluminio aeronautico è leggero e confortevole.

Le sue caratteristiche ergonomiche sono le stesse della nostra asta in fibra di carbonio, ma con un po' di più di peso, differenza dovuta ai materiali diversi.

Il bastone verrà consegnato con tutti i suoi accessori: impugnatura, rivestimento e punta antiscivolo.



### Disponibile in 4 colori:

Zen blu, grigio titanio, viola e arancio elettrico.

Altezza utilizzatore	Taglia raccomandata
185-195 cm	XL (h=98cm)
175-185 cm	L (h=88cm)
165-175 cm	M (h=83cm)
155-165 cm	S (h=78cm)

	Peso	Composizione	Certificati	Specificazioni
<b>Struttura principale</b>	250g (bastone completo)	Alluminio aerospaziale	CE 140 kg test di carico	Impugnatura regolabile
<b>Impugnatura</b>	90g	Nylon	CE 140 kg test di carico	Altezza regolabile
<b>Rivestimento impugnatura</b>	10g	Silicone ipoallergenico	FDA - interchangeable	Ipoallergenico
<b>Puntale</b>	25g	EPDM e Nylon	CE 140 kg test di carico	Angolo di contatto massimo di 22° a terra

Visita la nostra pagina web sui bastoni: [Bastoni INDESmed](#)

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna [www.indesmed.com/it](http://www.indesmed.com/it) Servizio Supporto Cliente: [ilmio-ordine@indesmed.com](mailto:ilmio-ordine@indesmed.com)