

Calze elastiche per vene varicose

Calze elastiche colorate a compressione graduata

Modello gambaletto

Compressione: 12.5 - 25 mmHg



Le calze elastiche per vene varicose INDESmed sono fatte con Tessuto BambooSmarTec® in fibra di bambú. Sono indicati per coloro che cercano calze elastiche molto comode, soffici e delicate al contatto con la pelle per problemi di sensibilità ma anche per chi ha bisogno di mantenere la pelle asciutta e calda in inverno e fresca in estate (protezione UV FPS 50 equivalente). Posseggono una compressione distribuita gradualmente dalla caviglia al ginocchio: 25mmHg certificato (100% di compressione) nella zona della caviglia, 17.5mmHg (compressione 70%) al polpaccio, e 12.5mmHg (50% di compressione) in alto vicino allo spazio popliteo (puó esserci una variazione di $\pm 2,5$ mmHg).

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna

www.indesmed.com/it

Servizio Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com



Le calze elastiche in fibra di Bambú

Stimolando e favorendo la circolazione venosa del sangue dalle gambe verso il cuore, svolgono una funzione di:

- Trattamento delle vene varicose, tipo I (telangectasia o vene reticolari) e II (vene varicose senza sintomi o sintomi moderati)
- Rigenerazione delle gambe
- Pelli sensibili e irritabili
- Caviglie gonfie e gambe pesanti
- Donne in gravidanza
- Aiutano ad evitare il gonfiore alle caviglie causato da lunghi viaggi in volo o in auto e da tempo eccessivo in piedi o seduti
- Ideali anche per le attività sportive

Grazie al loro tessuto innovativo e alla presenza della fibra di Bambú, posseggono anche proprietà antibatteriche, antimicotiche e antiallergiche che aiutano nella prevenzione di alcune problematiche della pelle causate da alterazioni venose, come eczema o dermatiti, specialmente intorno alla caviglia.

Disponibili in 4 colori:

Nero, azzurro, arancione e bianco.

Taglia	Misura scarpa EU/IT	Diametro polpaccio
L	44-47	32-42 cm
M	40-43	32-42 cm
S	36-39	32-42 cm



Visita la nostra pagina web: [Calze elastiche](#)

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna www.indesmed.com/it Servizio Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com