



Bastone ultraleggero in carbonio *ergonomicamente funzionale*

Questo bastone, fabbricato con materiali di ultima generazione, aiuta attivamente ad alleviare i sintomi della tendinite diminuendo i dolori alle mani e spalle.

La sua leggerezza e semplice eleganza fanno del bastone INDESmed il bastone perfetto.

Un bastone che si adatta ad ogni persona

Un bastone moderno con impugnatura ergonomica imbottita in silicone ad alta densità ed ipoallergenica. Il suo peso totale appena supera i 150 grammi!

L'asta é fatta a mano in un solo pezzo di fibra di carbonio 100% in una struttura tubulare a sezione ovale e curva che permette una trasmissione ottima del peso a caricare.



La manopola, disponibile nei quattro colori classici di INDESmed, é stata disegnata secondo i piú avanzati studi biomeccanici per ottenere una distribuzione uniforme della pressione su tutta la superficie della mano, evitando cosí i dolori ai polsi.

Inoltre, l'angolo di apertura dei polsi libera i nervi mediano ed ulnare mantenendo la mano in una posizione neutrale eliminando le cause principali della tendinite.

Il bastone offre una leggerezza e robustezza superiori diminuendo lo sforzo muscolare necessario alla deambulazione ed eliminando dolori e tendinite acquisiti in anni di uso o durante i periodi di riabilitazione.

Gommino ad alta tenuta

Il gommino, elaborato in nylon e gomma EPDM ad alto coefficiente d' attrito, consente un uso sicuro su tutte le superfici anche se sono bagnate o umide. Con un peso di appena 25 grammi, il suo design permette un angolo massimo di inclinazione di 22°.



Misura corretta del bastone.

Ogni misura é adatta ad un rango di altezze di persone. Per esempio, la misura L serve per persone alte tra 1,75m e 1,85m. Nella tabella sottostante si puó trovare la relazione tra misura ed altezza.

Se già in possesso di un bastone da passeggio o bastone ortopedico, misurare la lunghezza totale (vedere figura a destra) e verificare che questa lunghezza (h) si corrisponda alla misura della tabella sotto.

Altezza persona	Misura consigliata
185-195 cm	XL (h = 98 cm)
175-185 cm	L (h = 88 cm)
165-175 cm	M (h = 83 cm)
155-165 cm	S (h = 78 cm)